



MAXIMALE KRAFT.

AUGENSPÜL STATION

Schnelle Hilfe bei Fremdkörpern im Auge

Fremdkörper wie Metall- und Holzsplitter, Staub und Schmutz können das Auge dauerhaft schädigen. Der schnelle Einsatz einer Augenspüllösung kann eine Verletzung des Auges verhindern.



Die Augenspülstation enthält eine Augenspüllflasche mit steriler Natriumchlorid-Lösung, Wandhalterung und ergonomisch geformter Augenschale. Auf dem Piktogramm und dem Etikett sind Hinweise zur Anwendung aufgedruckt. Ungeöffnete Augenspüllflaschen sind 3 Jahre haltbar und müssen nach Ablauf der Haltbarkeit erneuert werden.

GESETZLICHE GRUNDLAGEN:

Die Unternehmen sind verpflichtet Sicherheitsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen

- Arbeitsstättenverordnung § 39
- Arbeitsschutzgesetz § 3

STERILE 0,9 % NATRIUMCHLORIDLÖSUNG:

- Entspricht dem natürlichen Salzgehalt im Auge
- Kein weiterer Eintrag von Keimen/Schmutzpartikeln in das Auge

HOHE FUNKTIONSSICHERHEIT:

- Ungeöffnete Flasche bis zu 3 Jahre haltbar
- Haltbarkeitsdatum ist aufgedruckt
- Keine Wartung/Reinigung erforderlich

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.

MAKRA Norbert Kraft GmbH

Zillenhardtstraße 29 | D-73037 Göppingen/Voralb
Tel.: +49.7161.999 09-0 | Fax: +49.7161.999 09-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA CHEMIE GmbH

Gewerbering 5 | D-09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel.: +49.3723.41 90-0 | Fax: +49.3723.41 90-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA Norbert Kraft Ges.m.b.H.

Moosstraße 60/1 | A-5020 Salzburg
Tel.: +43.662.45 93-44 | Fax: +43.662.45 93-45
E-Mail: info@makra.at | www.makra.at



MAXIMALE KRAFT.

AUGENSPÜL STATION

Schnelle Hilfe bei Fremdkörpern im Auge

EINFACHE ANWENDUNG:

- Geringe Erklärungsbedürftigkeit
- Anwendungshinweise auf Flasche und Piktogramm
- Augenschale sorgt dafür, dass die Augenlider geöffnet bleiben

DATEN:

Artikel-Nr.:	103-800/ST	103-800/N
Inhalt:	Komplettsset	500 ml Nachfüllflasche
Z-Nummer:	Z 321026TE	Z 321026TEPAK

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.

MAKRA Norbert Kraft GmbH

Zillenhardtstraße 29 | D-73037 Göppingen/Voralb
Tel.: +49.7161.999 09-0 | Fax: +49.7161.999 09-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA CHEMIE GmbH

Gewerbering 5 | D-09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel.: +49.3723.41 90-0 | Fax: +49.3723.41 90-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA Norbert Kraft Ges.m.b.H.

Moosstraße 60/1 | A-5020 Salzburg
Tel.: +43.662.45 93-44 | Fax: +43.662.45 93-45
E-Mail: info@makra.at | www.makra.at